

Моноклональное Антитело Против IL13 С Валидацией Ко, Для ВБ И Ифа - P35225

Артикул: CM0006451



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IL13 с валидацией КО, подходит для вестерн-блота и ИФА. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 25-146). Распознает человеческий IL13. Предназначено для исследований аллергического воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[С валидацией КО] Кроличье мАнтитело против IL13
Примечания/Псевдонимы	R600; IL-13; [С валидацией КО] IL13
Вид	Человек
Идентификатор гена	3596
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-146 человеческого IL13. (NP_002179.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35225
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом