

[Валидировано Методом Kd] Кроличье Моноклональное Антитело Против Интегринa Альфа-5 (Itga5/Cd49E) Для Wb, If/Icc, Elisa — P08648

Артикул: CM0007158



введение

Кроличье моноклональное антитело, валидированное методом KD, направленное против человеческого интегринa альфа-5 (ITGA5/CD49e). Подтверждена пригодность для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований рецептора фибронектина и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье МАТ против интегринa альфа-5 (ITGA5/CD49e)
Примечания/синонимы	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; [Валидировано методом KD] Интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e)
Вид	Человек
Идентификатор гена	3678
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-995 человеческого интегринa альфа-5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08648
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет