

[Валидировано Kd] Поликлональные Антитела Против Isg15 Для Wb, Elisa - P05161

Артикул: CM0019410



введение

[Валидировано KD] Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ISG15 (G1P2, UCRP), валидированные для WB и ELISA. Подходят для исследований врожденного иммунитета, противовирусной защиты и ISGylation.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] ISG15 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [Валидировано KD] ISG15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9636
ID гена	9636
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого ISG15 (NP_005092.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05161
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом