


[Kd Validated] Кроличье Моноклональное Антитело Против Isg15 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P05161

Артикул: CM0006322



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ISG15 — убиквитин-подобный белок, участвующий во врожденном противовирусном иммунитете. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований инфекционных заболеваний и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] ISG15 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD Validated] ISG15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9636
GeneID	9636
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого ISG15 (NP_005092.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05161
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом