


[Валидация Kd] Поликлональное Антитело Кротом Против Lc3B Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q9Gzq8

Артикул: CM0026319



введение

Валидированное по KD поликлональное антитело кролика против LC3B от CamelBio. Предназначено для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с LC3B человека, мыши и крысы. Основной инструмент для изучения путей аутофагии и митозафагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] Кроличье поликлональное антитело pAb к LC3B
Примечания/Альтернативные названия	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Вид	Человек
GeneID (человек)	81631
GeneID	81631
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого LC3B (NP_073729.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZQ8
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С холодоэлементом