

## [Валидировано Kd] Моноклональные Кроличьи Антитела Против Lypla1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Артикул: CM0010553



### введение

Моноклональные кроличьи антитела против человеческого LYPLA1 (APT1/LPL1), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным, крысиным белками. Нацелены на ацил-протеинтиоэстеразу 1, участвующую в депальмитоилировании белков и метаболизме лизофосфолипидов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано KD] LYPLA1 кроличьи mAb                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена                   | 10434                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого LYPLA1 (NP_006321.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | O75608                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 25кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                       |