


[Валидация Kd] Поликлональное Антитело Против Mad1/Mad1L1 Для Wb, Elisa - Q9Y6D9

Артикул: CM0023179



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому MAD1/MAD1L1, прошедшее валидацию для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований контрольной точки сборки веретена деления и митоза, обладает перекрестной реактивностью с пробами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] MAD1/MAD1L1 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [Валидация KD] MAD1/MAD1L1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8379
ID гена	8379
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 351-718 человеческого MAD1/MAD1L1 (NP_003541.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6D9
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	С пакетом льда