


Валидированное Кроличье Моноклональное Антитело Kd Против Mccc1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Rq3

Артикул: CM0004749



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело KD против MCCC1, распознающее белки человека, мыши, крысы. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации, ELISA. Идеально для исследований катаболизма лейцина и 3-метилкротонилглицинурии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] MCCC1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; [Валидировано KD] MCCC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	56922
GeneID	56922
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RQ3
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	В пакете со льдом