

[Проверено Kd] Моноклональное Антитело Кролика Против Mettl3 Для Вб, Ип, If/Icc, Ihc-P, Ифа — Q86U44

Артикул: CM0002609



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому METTL3 (каталитическая субъединица N6-аденозинметилтрансферазы), валидированное для применения в ВБ, ИП, IF/ICC, ИHC-P и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эпигеномики транскриптома, связанных с m6A-модификацией РНК и регуляцией экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Моноклональное антитело кролика к METTL3
Примечания/Синонимы	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Вид источника антигена	Человек
ID гена (человек)	56339
ID гена	56339
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 2-250 человеческого белка METTL3 (Q86U44).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86U44
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	С ледяными пакетами