


[Проверено Kd] Кроличья Поликлональная Антитело Против Mif Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P14174

Артикул: CM0022834



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого MIF, валидированная для применения в WB, IF/ICC, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным антигеном. Предназначено для исследования ингибирующего фактора миграции макрофагов в рамках изучения воспаления и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] MIF Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GIF; GLIF; MMIF; IF
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	4282
ID гена	4282
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 2-115 человеческого MIF (NP_002406.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14174
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента