


Валидированное Kd Кроличье Поликлональное Антитело Против Mrpl53 Для Wb, Elisa — Q96EL3

Артикул: CM0018965



введение

Валидированное KD кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого MRPL53 (митохондриального белка большой субъединицы рибосомы mL53). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, идеально для исследований митохондриального трансляционного аппарата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное KD] кроличье поликлональное антитело против MRPL53
Примечания/алиасы	mL53; L53MT
Вид	Человек
GeneID (человек)	116540
GeneID	116540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-112 человеческого MRPL53 (NP_444278.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96EL3
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом