

[Валидация По Кн] Поликлональное Антитело Кролика Против Mrps18C Для Вб И Ифа - Q9Y3D5

Артикул: CM0022561



введение

Поликлональное антитело кролика, валидированное методом КН, направленное против человеческого MRPS18C (митохондриального рибосомного белка bS18m). Подходит для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Поддерживает исследования митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация по КН] MRPS18C кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Вид	Человек
ID гена (человек)	51023
ID гена	51023
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого MRPS18C (NP_057151.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y3D5
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет