

Поликлональное Антитело Kd Validated Anti-Mtmr3 Для Wb И Elisa — Q13615

Артикул: CM0015989

введение

Валидированное KD кроличье поликлональное антитело против человеческого MTMR3 (ZFYVE10, FYVE-DSP1). Подходит для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Нацелено на липидную фосфатазу, критически важную для метаболизма PI3P и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	[Валидированное KD] Кроличье поликлональное антитело к MTMR3
Примечания/синонимы	ZFYVE10; FYVE-DSP1; [Валидированное KD] MTMR3
Вид	Человек
GeneID (человек)	8897
GeneID	8897
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 640-810 человеческого MTMR3 (NP_066576.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13615
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом