

[Проверено Kd] Кроличья Моноклональная Антитела К Mtor Для Вб, Игг-П, Ифа - P42345

Артикул: CM0006469



введение

Кроличья моноклональная антитела к mTOR, проверенная KD, для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагирует с mTOR человека, мыши и крысы; направлена на центральный регулятор метаболизма и роста клеток. Идеально подходит для исследовательских и диагностических приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличья моноклональная антитела к mTOR
Примечания/Синонимы	FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2475
ID гена	2475
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42345
Молекулярная масса белка	289 кДа
Доставка	Холодильный пакет