


Поликлональное Антитело К Ndufa13/Grim19, Валидированное Методом Кн, Для Вб И Ифа — Q9P0J0

Артикул: CM0025457



введение

Кроличье поликлональное антитело к NDUFA13/GRIM19, валидированное методом knockdown (KH). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального комплекса I и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KH] Поликлональное антитело к NDUFA13/GRIM19 из кролика
Примечания/Алиасы	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [Валидировано KH] NDUFA13/GRIM19
Вид	Человек
GeneID (человек)	51079
GeneID	51079
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–144 человеческого NDUFA13/GRIM19 (NP_057049.5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P0J0
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	С хладагентом