

Валидированная Kd Поликлональная Антитело Против Nf2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ип, Ифа - P35240

Артикул: CM0014198



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого NF2 (Merlin), супрессора опухоли в пути Hippo. Валидировано для WB, IF/ICC, IP и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований рака и нейрофиброматоза типа 2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] NF2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ACN; SCH; BANF; merlin-1; F2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4771
GeneID	4771
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35240
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент