

[Проверено Kd] Моноклональное Кроличье Антитело Против Nf2/Merlin Для Wb, Ihc-P И Elisa - P35240

Артикул: CM0004018



введение

Валидированное по KD рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому NF2/Merlin, подходит для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Предназначено для исследований опухолевых супрессоров и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличье мАнтитело к NF2/Merlin
Примечания/Альтернативные названия	ACN; SCH; BANF; мерлин-1; in
Вид	Человек
GeneID (человек)	4771
GeneID	4771
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 347-595 человеческого NF2/Merlin (NP_000259.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35240
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Холодильный пакет