

[Kd Валидировано] Моноклональное Антитело Против Pcsk9 (Пропропротеин Конвертазы 9) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nbp7

Артикул: CM0003312



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против человеческого PCSK9 (Пропропротеин Конвертазы 9). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком. Для исследований гомеостаза холестерина и деградации рецептора ЛПНП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Валидировано] Кроличье mAb против Пропропротеин Конвертазы 9 (PCSK9)
Примечания/Алиасы	FN3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; [KD Валидировано] Пропропротеин Конвертаза 9 (PCSK9)
Вид	Человек
GeneID (человек)	255738
GeneID	255738
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 593-692 человеческого PCSK9 (NP_777596.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NBP7
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом