

Валидированное Поликлональное Антитело Kd Против Pdxk Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - 000764

Артикул: CM0021645



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело KD против человеческой пиридоксалькиназы (PDXK), подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований метаболизма витамина B6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Поликлональное антитело кролика против PDXK
Примечания/Альтернативные названия	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8566
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 213-312 человеческого PDXK (NP_003672.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/Иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000764
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом