

[Валидация По Кд] Кроличья Моноклональная Антитела Против Phf11 Для Вб, Ифа - Q9UIL8

Артикул: CM0006400

введение

Кроличья моноклональная антитела против PHF11 (BCAP), валидированная по КД, подходит для ВБ и ИФА. Обнаруживает PHF11 в образцах человека, мыши и крысы. Полезна для изучения иммунных ответов типа Th1 и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация по КД] PHF11 Кроличья моноклональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	APU; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; [Валидация по КД] PHF11
Вид	Человек
ID гена (человек)	51131
ID гена	51131
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 40-321 человеческого PHF11 (NP_001035533.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UIL8
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовая упаковка