


[Валидировано Kd] Кроличий Моноклональный Антитело Против Ptbp1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26599

Артикул: CM0007173



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против PTBP1, предназначенное для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Обнаруживает PTBP1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пре-мРНК сплайсинга и регуляции альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] PTBP1 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Вид	Человек
GeneID	5725
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PTBP1 (NP_114368.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26599
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом