

Валидированные Kd Анти-Rab27A Кроличы Моноклональные Антитела Для Wb, If, Ihc, Elisa - P51159

Артикул: CM0006022



введение

Валидированные KD анти-RAB27A кроличы моноклональные антитела для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии (IHC) и ИФА. Распознают RAB27A человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения мембранного транспорта и экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] RAB27A кроличы mAb
Примечания/Псевдонимы	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; RAB27A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5873
GeneID	5873
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-221 человеческого RAB27A (NP_004571.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51159
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом