

[Валидировано Для Kd] Поликлональное Антитело Против Rarg Для Wb И Elisa — P13631

Артикул: CM0021381



введение

Валидированное для KD кроличье поликлональное антитело, нацеленное на рецептор гамма ретиноевой кислоты человека (RARG). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует белок размером около 50 кДа, участвующий в регуляции генов, развитии и росте скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано для KD] Кроличье поликлональное антитело к RARG
Примечания/синонимы	RARC; NR1B3; RARgamma; [Валидировано для KD] RARG
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5916
Идентификатор гена	5916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого RARG (NP_000957.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P13631
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом