


Кд Валидированный Кроличий Моноклональное Антитело К Rhot1/Miro1 Для Вб И Ифа — Q8Ixi2

Артикул: CM0007289



введение

КД валидированное кроличье моноклональное антитело к RHOT1/MIRO1 — митохондриальной Rho ГТФазе, участвующей в транспорте и фиссии. Подходит для вестерн-блота и ИФА с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное по КД] RHOT1/MIRO1 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Валидированное по КО/КД] RHOT1/MIRO1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	55288
ID гена	55288
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 310–590 человеческого RHOT1/MIRO1 (NP_060777.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IXI2
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом