


Валидированные На Kd Анти-Rhot1/Miro1 Поликлональные Антитела Кролика - Q8Ixi2

Артикул: CM0024180



введение

Валидированные на KD поликлональные антитела кролика, направленные на человеческий RHOT1/MIRO1, атипичный митохондриальный NTPase. Применение: WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Молекулярный вес: 71 кДа. Полезны для изучения митохондриального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KD] RHOT1/MIRO1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Валидировано на KD] RHOT1/MIRO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55288
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-590 человеческого RHOT1/MIRO1. (NP_060777.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IXI2
Молекулярный вес белка	71 кДа
Доставка	Ледяной пакет