


[Проверено Kd] Кроличья Поликлональная Антитело К Serpina3 Для Wb, Elisa - P01011

Артикул: CM0028229



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SERPINA3 (альфа-1-антихимотрипсин), валидированная для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения ответа острой фазы и ингибирования протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличья поликлональная антитело к SERPINA3
Примечания/Синонимы	АСТ; ААСТ; GIG24; GIG25; Альфа-1-антихимотрипсин (SERPINA3)
Вид	Человек
ID гена (человек)	12
ID гена	12
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01011
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодовая упаковка