


[Kd Validated] Поликлональное Кроличье Антитело® Против Sod1 Для Wb, Ip, If, Ihc, Elisa — P00441

Артикул: CM0006091



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого SOD1 (супероксиддисмутаза [Cu-Zn]), валидированное KD. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для применений вестерн-блоттинга, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA в исследованиях окислительного стресса и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] Кроличье поликлональное антитело® против SOD1
Примечания/синонимы	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STANP; hSod1; HEL-S-44; гомодимер
Вид	Человек
GeneID (человек)	6647
GeneID	6647
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека SOD1; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-154 человеческого SOD1 (NP_000445.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00441
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Хладагент