

[Проверено С Помощью Kd] Моноклональное Антитело Кролика Против Srebf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Wtn3

Артикул: CM0012129

введение

Моноклональное антитело кролика против SREBF1, валидированное с помощью KD, подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Распознаёт SREBF1 человека и мыши — ключевой фактор транскрипции, регулирующий биосинтез холестерина и липидный обмен.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено с помощью KD] SREBF1, моноклональное антитело кролика
Примечания/синонимы	ADD1; SREBP1; bHLHd1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	6720
Идентификатор гена (мышь)	20787
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 SREBP1 мыши (NP_035610.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9WTN3
Молекулярная масса белка	120 кДа
Доставка	Хладоэлемент