

KD-Валидированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Sult2B1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O00204

Артикул: CM0006023



введение

KD-валидированное кроличье моноклональное антитело против человеческой сульфотрансферазы 2B1 (SULT2B1). Подходит для WB, IHC-P и ELISA. SULT2B1 играет ключевую роль в метаболизме стероидов и холестерина, с функциями в дифференцировке кожи и заболеваниях. Идеально для исследований метаболизма и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD-валидированное] SULT2B1 Rabbit mAb
Примечания/Алиас	HSST2; ARCI14
Вид	Человек
GeneID (человек)	6820
GeneID	6820
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-365 человеческого SULT2B1 (NP_814444.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00204
Молекулярная масса белка	41kDa
Доставка	Ледяной пакет