


Валидированное Kd Кроличье Моноклональное Антитело Против Tfeb Для Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P19484

Артикул: CM0008749



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против человеческого TFEB (Транскрипционный фактор EB). Обнаруживает эндогенные уровни TFEB. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для вестерн-блоттинга, IHC-P, ELISA и ChIP. Идеально для исследований аутофагии и лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFEB Rabbit mAb [KD Validated]
Примечания/Псевдоним	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7942
ID гена	7942
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-173 человеческого TFEB (NP_009093.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19484
Молекулярный вес белка	44kDa/53kDa
Доставка	Сумка со льдом