

Валидированное На Kd Кроличье Поликлональное Антитело К Анти-Tfeb Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19484

Артикул: CM0025516



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TFEB, валидированное для специфичности нокдауна. Подходит для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует перекрестно с Human, Mouse, Rat. Идеально для исследований аутофагии и биогенеза лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] TFEB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7942
GeneID	7942
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-173 человеческого TFEB (NP_009093.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19484
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	Сумка со льдом