

[Валидировано Kd] Моноклональное Антитело Против Тимидилатсинтазы Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P04818

Артикул: CM0006205



введение

Валидированное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против тимидилатсинтазы (TYMS), критически важного фермента в биосинтезе нуклеотидов. Подходит для WB, IHC-P, ELISA; реактивность с человеком. Для исследований в области онкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Тимидилатсинтаза, кроличье мАб
Примечания/Псевдонимы	TS; TMS; DKCD; HST422
Вид	Человек
ID гена	7298
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-313 человеческой тимидилатсинтазы (NP_001062.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04818
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом