


[Проверено Kd] Кроличья Моноклональная Антитела Против Timm10 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62072

Артикул: CM0005575



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого TIMM10 (TIM10) — митохондриального шаперона импорта. Проверена для применения в WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования транслоказы внутренней митохондриальной мембраны и связанных с ней сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличья моноклональная антитела против TIMM10
Примечания/Альяс	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [Проверено KD] TIMM10
Вид	Человек
GeneID (человек)	26519
GeneID	26519
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слияние белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 90 человеческого TIMM10 (NP_000204.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62072
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодовой пакет