

[Валидировано Kd] Моноклональное Антитело Против Tradd Для Wb, Ip, Elisa - Q15628

Артикул: CM0011574



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против человеческого TRADD (TNFRSF1A-associated via death domain). Валидировано для WB, IP, ELISA; реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеально подходит для изучения апоптоза и сигнального пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье mAb против TRADD
Примечания/Псевдоним	Нs.89862
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8717
GeneID	8717
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-312 человеческого TRADD (NP_003780.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15628
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка со льдом