


Валидированное Kd Кроличье Поликлональное Антитело Против Виментина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P08670

Артикул: CM0017571



введение

Высококачественное валидированное KD кроличье поликлональное антитело, нацеленное на виментин человека (P08670). Подходит для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально для исследований цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное KD] Кроличье пАб против виментина
Примечания/синонимы	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; in
Вид	Человек
ID гена (человек)	7431
ID гена	7431
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-101 виментина человека (NP_003371.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08670
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом