

[Проверено Kd] Кроличья Моноклональная Антитела Против Xpnpер3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Nqh7

Артикул: CM0011692



введение

[Проверено KD] Кроличья моноклональная антитела против XPNPER3 (APP3/ICP55/NPHPL1), реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА. Мишень — митохондриальная аминопептидаза, участвующая в процессинге пептидов и сигналинге TNFRSF1B; актуальна для исследований нефронофтиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] XPNPER3 Кроличья МАТ
Примечания/Алиасы	APP3; ICP55; NPHPL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	63929
ID гена	63929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 32-230 человеческого XPNPER3 (NP_071381.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQH7
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовой пакет