


[Валидировано Kd] Моноклональное Анти-Ythdc1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q96Mu7

Артикул: CM0006052



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого YTHDC1 (валидировано KD), подходящее для WB, IHC-P, IP и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Обнаруживает YTHDC1 при ~85 кДа, ключевой считыватель m6A и регулятор сплайсинга. Идеально подходит для исследований модификаций РНК и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] YTHDC1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	YT521; YT521-B; [Валидировано KD] YTHDC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	91746
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-71 человеческого YTHDC1 (NP_001026902.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96MU7
Молекулярный вес белка	85 кДа (наблюдаемый)
Доставка	В ледяном пакете