

[Валидировано Методом Kd] Кроличье Моноклональное Антитело Против Znf143 Для Wb, Ihc-P, If/Icc И Elisa — P52747

Артикул: CM0007651

введение

Валидированное методом KD кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ZNF143 (SBF/STAF). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции генов и функций митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье МАТ против ZNF143
Примечания/синонимы	SBF; STAF; pHZ-1; [Валидировано методом KD] ZNF143
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7702
Идентификатор гена	7702
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 592-638 человеческого ZNF143 (NP_003433.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52747
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом