

[Валидировано Kd] Кроличий Моноклональный Антитело Против Cdk2 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Артикул: CM0008540



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CDK2 для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Ключевой реагент для исследований клеточного цикла, репарации ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье мАб против CDK2
Примечания/Псевдоним	CDKN2; p33(CDK2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1017
GeneID	1017
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-298 человеческого CDK2 (NP_001789.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24941
Молекулярный вес белка	30 кДа/34 кДа
Доставка	Сумка со льдом