

[Валидация Kd] Кроличья Поликлональная Антитела К Cdx2 - Q99626

Артикул: CM0021891



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CDX2 (с валидацией KD) для вестерн-блоттинга, IF/ИКК и ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходят для изучения функции транскрипционного фактора эпителия кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] Кроличья поликлональная антитела к CDX2
Примечания/Синонимы	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1045
ID гена	1045
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 14-165 человеческого CDX2 (NP_001256.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99626
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет