


[Валидировано Kd] Copb2 Rabbit Polymab® - P35606

Артикул: CM0004973



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого COPB2 (бета'-COP), валидированный для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИГХ-П (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий и мышинный COPB2 (~102 кДа), субъединицу клатринного коатмера, необходимую для ретроградного транспорта от аппарата Гольджи к эндоплазматическому ретикулуму (ЭР).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] COPB2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	OPDD; MCPH19; бета'-COP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9276
GeneID	9276
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 657-906 человеческого COPB2 (NP_004757.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35606
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	В ледяном пакете