

Валидированное Kd Кроличья Поликлональная Антитело К Dnmt1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P26358

Артикул: CM0023649



введение

Кроличья поликлональная антитело к DNMT1 (ДНК-метилтрансфераза 1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши, крысы. Идеально подходит для изучения метилирования ДНК и эпигенетического наследования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] DNMT1 кролика pAb
Примечания/Псевдонимы	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; [Валидировано KD] DNMT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1786
ID гена	1786
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-124 DNMT1 (NP_001370.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26358
Молекулярный вес белка	183 кДа
Доставка	Сумка со льдом