

[Валидировано Kd] Foxk1 Кроличья Мат - P85037

Артикул: CM0011817



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого FOXK1, валидировано для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Реагирует с человеческим и мышиным образцами. Идеально подходит для исследований метаболизма глюкозы, дифференцировки мышц и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] FOXK1 Кроличья МАТ
Примечания/Псевдоним	FOXK1L
Вид	Человек
GeneID (человек)	221937
GeneID	221937
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-733 человеческого FOXK1 (NP_001032242.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P85037
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент