


[Проверено Kd] Кроличья Поликлональная Антитело К Gpx4 Для Вб, If-P, Ифа — P36969

Артикул: CM0019726



введение

Кроличья поликлональная антитело против GPX4 (глутатионпероксидазы 4), валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Реакция с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ферроптоза, оксидативного стресса и перекисного окисления липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличья поликлональная антитело к GPX4
Примечания/Альтернативные названия	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Вид	Человек
ID гена (человек)	2879
ID гена	2879
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-197 человеческого GPX4 (NP_002076.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36969
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	С холодильным элементом