


[Kd Validated] Кроличье Моноклональное Антитело К Mct1 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P53985

Артикул: CM0004057



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на MCT1 (SLC16A1), для WB, IF, IHC-P, ELISA. KD валидировано, детектирует человеческий монокарбоксилатный транспортер 1, 54 кДа. Идеально для исследований метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] Кроличье mAb к MCT1
Примечания/Алиасы	MCT; HNF7; MCT1; MCT1D
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6566
ID гена	6566
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-245 человеческого MCT1 (NP_003042.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P53985
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	В сумке со льдом