


[Валидировано Kd] Mrpl11 Кроличья Раb - Q9Y3B7

Артикул: CM0024605



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого MRPL11, митохондриального рибосомального белка. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследований синтеза митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] MRPL11 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MRPL11; CGI-113; L11MT; MRP-L11; митохондриальный рибосомальный белок L11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	65003
GeneID	65003
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 91-192 человеческого MRPL11 (NP_057134.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y3B7
Молекулярный вес белка	18kDa/19kDa/20kDa
Доставка	Сумка со льдом