


[Проверено КН] Кроличье Моноклональное Антитело К Pin1 Для Вб И Ифа - Q13526

Артикул: CM0006928



введение

Кроличье моноклональное антитело к Pin1 человека (UniProt Q13526), валидированное методом нокаута генов (КН), для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Обнаруживает эндогенный Pin1 с молекулярной массой 18 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено КН] Кроличье моноклональное антитело к Pin1
Примечания/Альтернативные названия	DOD; UBL5; [Проверено КН] Pin1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5300
ID гена	5300
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-163 человеческого белка Pin1 (NP_006212.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13526
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет