

**[Валидировано Kd] Кроличье Моноклональное Антитело
Против Timm13 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Y5L4**
Артикул: CM0008361

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TIMM13 (Субъединица Tim13 внутренней мембраны митохондриального импортного транслоказного комплекса). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Подходит для исследований импорта митохондриальных белков и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье mAb против TIMM13
Примечания/Алиасы	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; twist-related protein 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26517
GeneID	26517
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 человеческого TIMM13 (NP_036590.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y5L4
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В пакете со льдом