

[Kd Validated] Кроличье Моноклональное Антитело K Stat2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P52630

Артикул: CM0009248



введение

Высококачественное [KD Validated] кроличье моноклональное антитело к STAT2 от CamelBio для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий и крысиный STAT2 (P52630). Идеально для исследований интерфероновой сигнализации и противовирусного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] Кроличье mAb к STAT2
Примечания/Альтернативные названия	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; [KD Validated] STAT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6773
ID гена	6773
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-706 человеческого STAT2 (NP_005410.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P52630
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом