


[Валидировано Методом Kd] Кроличье Поликлональное Антитело К Trim21/Ss-A Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P19474

Артикул: CM0019474



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TRIM21/SS-A (Ro52), валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Распознаёт TRIM21 человека, мыши и крысы — E3-убиквитинлигазу массой 54 кДа, участвующую во врождённом иммунитете и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье поликлональное антитело к TRIM21/SS-A
Примечания/синонимы	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Вид	Человек
GeneID (человек)	6737
GeneID	6737
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 86-334 человеческого TRIM21/SS-A (NP_003132.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P19474
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом